

Come usare al meglio EMY PUMP

MINI GUIDA

01

Scegli il momento giusto

Trovati un attimo di tranquillità, soprattutto le prime volte. Puoi usarlo ovunque, ma iniziare in un contesto rilassato ti aiuta a familiarizzare.



02

Posizionalo correttamente

Inserisci Emy Pump all'interno del reggiseno, centrando il capezzolo nell'imbuto. Un posizionamento preciso migliora l'efficacia e il comfort.

03

Sfrutta la modalità mani-libere

Continua a leggere, lavorare o semplicemente riposarti mentre il tiralatte fa il suo lavoro. Il design discreto e silenzioso è pensato proprio per questo.



04

Imposta l'intensità

Inizia con un livello basso e aumenta gradualmente finché trovi la stimolazione più confortevole ed efficace per te.



05

Mantienilo pulito

Dopo ogni utilizzo, lava con acqua tiepida e sapone neutro tutte le parti a contatto con il latte. Lascia asciugare all'aria.



06

Organizza le sessioni

Se vuoi mantenere la produzione costante, stabilisci una routine di estrazione, simile agli orari di allattamento.