



Prefert
Gel vaginale per la fertilità

Prefert® Vaginal Gel è un lubrificante formulato per le coppie che desiderano avere figli: favorisce l'attività dello sperma e si utilizza durante i rapporti sessuali nel periodo dell'ovulazione.

Come agisce Prefert® Vaginal Gel?

Durante l'ovulazione, le proprietà della cervice e del muco cervicale cambiano. Questa trasformazione è fondamentale per la sopravvivenza degli spermatozoi.

Prefert® Vaginal Gel ha lo stesso valore di pH (da 7,0 a 7,4) del muco cervicale durante i giorni fertili. Con un valore di pH neutro di 7,2, Prefert® protegge gli spermatozoi in vagina da un ambiente eccessivamente acido e garantisce così la loro sopravvivenza.

In pratica **Prefert® Vaginal Gel** crea un ambiente in cui lo sperma può muoversi in modo ottimale verso l'ovulo.

Prefert® Vaginal Gel favorisce la fecondazione in modo naturale.

In quali casi può essere utile Prefert® Vaginal Gel?

Una coppia su 7 ha problemi di fertilità. Una delle possibili cause è un valore di pH troppo acido durante i giorni fertili della donna (ovulazione).

Il valore di pH naturale della vagina durante i giorni fertili è situato fra 7.0 - 7.4 ed è perfetto per la mobilità degli spermatozoi. Negli altri giorni del ciclo femminile, il valore del PH è più basso (acido) e protegge dalle infezioni, ma interferisce con la mobilità degli spermatozoi. Per questo motivo è **importante, nei giorni fertili e se si è alla ricerca di una gravidanza, usare un lubrificante con un PH che non alteri le caratteristiche del muco vaginale e che, se necessario, lo riporti ad un valore neutro (7.0 – 7.4).**

Inoltre in casi di mancato concepimento si può generare una situazione di stress psicologico che può causare anche difficoltà di lubrificazione, rendendo la penetrazione dolorosa.

Prefert® Vaginal Gel, grazie alla sua formula unica nel genere, agisce come un lubrificante, facilitando la penetrazione e migliorando la lubrificazione naturale e, grazie al suo PH compreso fra 7.0 e 7.4, **aiuta a creare un ambiente favorevole allo sperma, migliorando la sopravvivenza e la mobilità degli spermatozoi, aumentando pertanto la possibilità di concepimento.**



Inoltre le proprietà osmotiche del gel vaginale Prefert® aiutano lo sperma a raggiungere più facilmente la cervice.

Npta: E' possibile controllare se il pH vaginale è troppo acido al momento dell'ovulazione acquistando un test del pH vaginale (in farmacia) e usandolo al momento dell'ovulazione. Se il valore è 5,0 o inferiore, l'ambiente è troppo acido per rimanere incinta. **Prefert® Vaginal Gel** è il lubrificante giusto in questi casi.

Modo d'uso:

Inserire **Prefert® Vaginal Gel** direttamente nella vagina con l'applicatore monodose prima di un rapporto sessuale. Dopo l'uso, gettare le fiale vuote nei rifiuti domestici.

Avvertenze

Se hai subito di recente un intervento chirurgico vaginale, chiedi al tuo medico prima dell'uso. Non usare **Prefert® Vaginal Gel**, se hai un'infezione vaginale attiva.

Scheda Tecnica

Medical Device classe I
Marchio C E
Valore pH 7,0- 7,4 (basico)
Paraben free
Non contiene ingredienti di origine animale
Non macchia
Idrosolubile
Incolore (da trasparente a opaco), inodore e insapore
Non contiene silicone
Non contiene oli minerali
Vegano
Contenuto 8 x 4 ml. – valido per 4-8 cicli di ovulazione
Made in Germany

Ingredienti: Acqua purificata, cloruro di sodio, fosfato di sodio, fosfato di potassio, arabinogalattano, idrossietilcellulosa, poliesanide.